


Kits para ATM DELTA

STERILEEO

Kit DELTA Premium ATM para Sutura de Disco




TI016.0000.003

Registro ANVISA: 81118460056

Composição

Cânulas Ø1,9mm DELTA
Stop para Cânula Ø1,9mm DELTA
Bloqueador M DELTA
Insertor Afiado M DELTA
Insertor Esférico M DELTA
Cureta Agulhada M DELTA
Cureta Esférica M DELTA
Gancho de Deslocamento M DELTA
Gancho de Incisão M DELTA
Lâmina Monofacetada M DELTA
Lâmina Bifacetada M DELTA
Minescótomo M DELTA
Pinça Auxiliar M DELTA
Pinça Coletora M DELTA
Pinça de Corte M DELTA
Régua milimetrada 120mm
Guia para Cirurgia ATM 30° M DELTA
Guia para Cirurgia ATM 45° M DELTA
Espaçador de Mandíbula P DELTA
Espaçador de Mandíbula M DELTA
Caneta para Marcação Cirúrgica
Dissector Techimport Reto 110 x 3mm E
Aguilha para passagem de Fio M DELTA

Kit Instrumentais para ATM TECHSIMPLE



TI016.0000.005

Registro ANVISA: 81118469011

Composição

Cânula Ø1,9mm DELTA
Insertor afiado M DELTA
Insertor esférico M DELTA
Lâmina monofacetada M DELTA
Minescótomo M DELTA
Espaçador de mandíbula P DELTA



TECHIMPORT
TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS

Detalhes dos Kits



Cureta Esférica M Delta

Utilizado para raspagem e remoção de fragmentos ósseos



Gancho de Deslocamento M Delta

Utilizado para remoção de fragmentos ósseos que apresentam maior resistência à remoção



Gancho de Incisão M Delta

Utilizado para raspagem de superfícies articulares



Lâmina Monofacetada M Delta

Utilizado para incisões, raspagens e remoções de aderências ósseas



Lâmina Bifacetada M Delta

Utilizado para incisões, raspagens e remoções de aderências ósseas



Pinça Auxiliar M Delta

Utilizado para coleta de tecidos e sutura do disco articular



Pinça Coletora M Delta

Utilizado para coleta de tecidos e sutura do disco articular



Insertor Afiado M Delta

Utilizado com a Cântula para perfuração inicial



Bloqueador M Delta

Utilizado para limpeza e bloqueio temporário da Cântula



Insertor Esférico M Delta

Utilizado para evitar lesões durante a perfuração da cápsula articular



Cureta Agulhada M Delta

Utilizado para perfuração inicial



Agulha para Passagem de Fio M Delta

Utilizado para guiar o fio durante procedimentos cirúrgicos



Minescótomo M Delta

Utilizado para raspagem das superfícies articulares



Pinça de Corte M Delta

Utilizado para corte de tecidos e sutura do disco articular

Consulte nossos preços e modelos
através do e-mail ou telefone:
comercial2@techimportimplantes.com.br
Contato Comercial: +55 (19) 3522-9500