









STERILEEO

Fresas para Buco Maxilo

Registro ANVISA nº: 81118460050 e 81118460051

Diâmetros (mm)	Comprimentos (mm)	Descrição	Detalhe da ponta
0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 1,4 / 1,8 / 2,3 / 2,7 3,1 / 3,5 / 4,0 / 4,0 5,0 / 5,5 / 6,0	45 / 55 / 70 / 80 / 95 / 100 115 / 130	Fresa Esférica Diamantada	
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 7,0	45 / 55 / 70 / 80 / 95 / 100 115 / 130	Fresa Esférica	
5,0 / 7,0	45 / 55 / 70 / 80 / 95 / 100 125 / 150 / 180	Fresa Tipo Pera	
4,0 / 5,0	45 / 55 / 70 / 80 / 95 / 100 115 / 130 / 150	Fresa Tipo Egg	
1,4 / 2,2	45 / 55 / 70 / 80 / 95 / 100 115 / 130 / 150	Fresa para Osteotomia de Lindemann	
1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,1 2,5	45 / 55 / 70 / 80 / 95 / 100 115 / 130 / 150	Fresa Cônica	
1,8 / 2,1 / 3,18	45 / 55 / 65 / 75 / 85 / 95 / 105 115 / 130	Fresa para Craniotomia	
1,8 / 2,1 / 3,18 / 5,0*	45 / 55 / 65 / 75* / 80* / 85* 95 / 105 115 / 130	Fresa Cônica para Craniotomia	

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

- » Produtos **ESTÉREIS** embalados individualmente e de **Uso Único**
- » Instrumentos para perfuração, corte, desbaste e raspagem dos ossos
- » Revestimento DLC Black para reduzir temperatura superficial do instrumento e minimizar chances de necrose tecidual

Engates disponíveis (e similares)



Liso



ES - Stryker



NSK Primado 2



Craniótomo Stryker

Pontas ativas ultrassônicas recobertas com DLC