

# Sistema de Placas Bloqueadas para Punho BETA

BETA Wrist plate system / Sistema de placa para Muñeca BETA


Furos de fios guias para auxiliar posicionamento durante a cirurgia

Placas fabricadas conforme estrutura óssea para reduzir irritações teciduais

Oblongo mais distal para cirurgias minimamente invasivas

Comprimentos diferentes para satisfazer as possíveis necessidades Paciente / Cirurgião

Placas em Aço Inoxidável ASTM F139  
Parafusos em Aço Inoxidável ASTM F138



## Placa Bloqueada Volar Radio Distal Média

Distal radius volar plate / Placa volar radio distal

### Direitas

T1010.6023.103 - 03 Furos  
T1010.6023.105 - 05 Furos  
T1010.6023.107 - 07 Furos

### Esquerdas

T1010.6023.203 - 03 Furos  
T1010.6023.205 - 05 Furos  
T1010.6023.207 - 07 Furos



Parafuso Bloqueado TX8 Ø2,5mm - S  
Locking screw / Tornillo de bloqueo  
T1001.7025.0XX - comprimento de 12mm a 30mm



Parafuso Bloqueado TX8 Ø2,7mm - S  
Locking screw / Tornillo de bloqueo  
T1001.7027.0XX - comprimento de 12mm a 22mm



Parafuso não Bloqueado TX8 Ø2,5mm - S  
Non-Locking screw / Tornillo sin bloqueo  
T1002.7025.0XX - comprimento de 12mm a 30mm



Parafuso não Bloqueado TX8 Ø2,7mm - S  
Non-Locking screw / Tornillo sin bloqueo  
T1002.7027.0XX - comprimento de 12mm a 22mm

# Sistema de Placas Bloqueadas para Punho BETA Instrumentais



**TI004.0027.009 - Broca Ø2,0 x 120mm**

Drill bit / Broca

**TI004.0027.007 - Chave TX8 x 100mm**

Screwdriver / Destornillador

**TI005.0017.005 - Medidor de Profundidade 30mm**

Depth measurer / Medidor de profundidad

**TI004.0027.005 - Pinça para Parafuso e Placa**

Screw and plate forceps / Pinzas para tornillos y placas

**TI005.0040.001 - Fio Guia Não Implantável Liso Ø1,2 x 150mm**

Guide wire / Hilo guía

**TI009.1525.001 - Cabo Pequeno com Engate Rápido**

Small handle with quick coupling / Cable pequeño con acoplamiento rápido

**TI171.0002.002 - Afastador de Hohmann Médio**

Hohmann retractor medium / Retractor mediano Hohmann

**TI242.0002.001 - Guia de Furação Ø2,0mm**

Drilling guide / Guía de perforación

**TI265.0000.006 - Bloco Guia para Placa Volar Média Direita**

Guide block for right medium volar plate / Bloque guía para placa palmar media derecha

**TI265.0000.007 - Bloco Guia para Placa Volar Média Esquerda**

Guide block for left medium volar plate / Bloque guía para placa palmar media izquierda

**TI210.0001.012 - Caixa em Alumínio para Implantes/Instrumental CA1012**

Case / Caja

**TI211.2001.005 - Tampa em Alumínio para Bandeja TA1005**

Box cover / Tapa