

Pontas Ativas Ultrassônicas Recobertas com DLC

STERILEEO



TI265.0006.001
Ponta Tipo Serra 5 Dentes N
Indicada para corte de ossos corticais



TI265.0006.003
Ponta Tipo Serra 6 Dentes N
Indicada para corte de ossos corticais



TI265.0006.005
Ponta Tipo Osteótomo Fino Plano Afiado N
Indicada para desgastes ósseos em regiões próximas a tecidos moles, para procedimentos de elevação do seio maxilar.



TI265.0006.004
Ponta Tipo Serra 6 Dentes SAT
Indicada para corte de ossos corticais



TI265.0006.011
Ponta Tipo Raspador Circular Afiado N
Indicada para raspagem de tecido ósseo e corte de tecido macio ou perto de regiões sensíveis



TI265.0006.013
Ponta Tipo Raspador Circular Não Afiado N
Indicada para raspagem de tecido ósseo



TI265.0006.016
Ponta Tipo Serra 4 Dentes SAT
Indicada para corte de ossos corticais



TI265.0006.015
Ponta Tipo Serra 4 Dentes N
Indicada para corte de ossos corticais



TI265.0006.017
Ponta Tipo Angulada Serra 4 Dentes Direita N
Indicada para osteotomia de grande eficiência e enxertos em bloco



TI265.0006.018
Ponta Tipo Angulada Serra 4 Dentes Esquerda N
Indicada para osteotomia de grande eficiência e enxertos em bloco



TI265.0006.028
Ponta Tipo Serra Ninja SAT
Indicada para corte de ossos corticais



TI265.0006.027
Ponta Tipo Serra Ninja N
Indicada para corte de ossos corticais

- Revestimento DLC Black para reduzir temperatura superficial do instrumento e minimizar chances de necrose tecidual
- Produtos **ESTÉREIS** embalados individualmente e de **Uso Único**
- N= Engate NSK/Mectrom/Driller (e similares)
- SAT= Engate Satelec (e similares)

Consulte nossos modelos opcionais.