

Parafusos Biselados OMEGATECH Percutâneos

Percutaneous bevelled screw system / Sistema de tornillos chanfrados percutâneos


Fabricados em Liga de Titânio Ti 6Al 4V F136

Passo de rosca diferente entre corpo e cabeça do parafuso para realizar compressão

Tripla afiação para auxiliar inserção na primeira cortical para compressão


Dupla entrada de rosca para inserção mais rápida e eficiente

Parafusos com rosca total




Parafuso OMEGATECH AD Biselado 45° Ø3,0 mm

Bevelled full thread screw / Tornillo biselado rosca total
TI014.1030.OXX - comprimentos de 20mm a 70mm / 45° Angulação



Parafuso OMEGATECH AD Biselado 45° Ø4,0 mm

Bevelled full thread screw / Tornillo biselado rosca total
TI014.1040.OXX - comprimentos de 20mm a 70mm / 45° Angulação



Parafuso OMEGATECH AD SC Ø3,0 mm

Compression full thread screw / Tornillo de compresión rosca total
TI014.2030.OXX - comprimentos de 14mm a 60mm

Parafusos Biselados OMEGATECH Percutâneos Instrumentais

Afastador - Retractor / Retractor

TI018.0000.010 - Afastador Percutâneo



Brocas - Drill bits / Brocas

TI005.0030.002 - Broca Canulada Ø2,0 mm x 40 x 120,0 mm
TI005.0040.003 - Broca Canulada Ø2,4 mm x 40 x 120,0 mm



Cabos - Handle / Cable

TI004.0027.003 - Cabo do Guia de Broca
TI005.0040.009 - Cabo Reto com Engate Rápido (Encaixe AO)



Chaves - Screwdriver / Destornillador

TI004.0027.007 - Chave TX8 para Parafuso Ø2,7mm
TI005.0030.005 - Chave TX8 Canulada 100,0 mm
TI140.0081.100 - Chave TX8 Chanfrada 45° 100mm
TI140.0101.100 - Chave TX10 Chanfrada 45° 100mm
TI141.0081.100 - Chave Canulada TX8 Chanfrada 45° 100mm
TI141.0101.100 - Chave Canulada TX8 Chanfrada 45° 100mm



Escareadores - Reamer / Avellanador

TI005.0030.006 - Escareador Canulado para Parafuso Ø3,0 x 100,0mm
TI005.0040.008 - Escareador Canulado para Parafuso Ø4,0 x 120,0mm



Fios Guias - Guide Wire / Hilo guía

TI005.0030.001 - Fio Guia Ø0,9 mm x 150,0 mm não Implantável
TI005.0040.001 - Fio Guia não Implantável Liso Ø1,2 mm x 150,0 mm



Guias - Guides / Guías

TI005.0030.007 - Guia de Broca 2,0 x 30mm
TI005.0040.011 - Guia de Broca para Parafuso RP Ø4,0mm
TI241.0009.037 - Guia para Fio Ø0,9 mm
TI242.0001.001 - Guia Angulado Wolf
TI247.0000.020 - Guia MI Modelo 20



Porta Lâmina - Blade holder / Puerta lámina

TI230.0002.002 - Porta Lâmina



Pinças - Forceps, Tweezers / Pinzas

TI004.0027.005 - Pinça para Parafuso e Placa
TI160.0001.001 - Pinça Porta Agulha
TI160.0002.001 - Pinça de Fixação Óssea
TI160.0002.002 - Pinça Kelly Curva
TI161.0001.001 - Pinça Anatômica Dente de Rato 1 x 2 Dentes



Raspadores - Scrapers / Raspadores

TI018.0000.102 - Raspador Interno Ø2,0 mm
TI018.0000.103 - Raspador Interno Ø3,0 mm
TI018.0000.105 - Raspador Interno Ø5,0 mm
TI018.0000.203 - Raspador Externo Ø3,0 mm



Retrator - Retractor / Retractor

TI018.0000.009 - Retrator Percutâneo



Tesoura - Scissor / Tijeras

TI180.0001.001 - Tesoura Reta

