


Sistema de Placas para Calcâneo

Calcaneal Plates System / Sistema de Placas para Calcâneo

Haste para auxiliar fixação da placa no
OSSO

Espessura de 1,0mm entre os furos para
facilitar o modelamento




Placa para Calcâneo Média 64,0mm Direita

Comprimentos diferentes para satisfazer
as possíveis necessidades Paciente /
Cirurgião

Fabricados em Titânio Puro ASTM F67

Sistema de Placas para Calcâneo Implantantes



Placa para Calcâneo

Calcaneal plate / Placa de calcâneo

TI003.8000.X58 - 58,0 mm P Direita / Esquerda

TI003.8000.X64 - 64,0 mm M Direita / Esquerda

TI003.8000.X70 - 70,0 mm G Direita / Esquerda



Placa para Calcâneo Antero Lateral

Antero lateral calcaneal plate / Placa de calcâneo antero lateral

TI003.8010.X40 - 40,0 mm Direita / Esquerda

TI003.8010.X56 - 56,0 mm Direita / Esquerda



Parafuso Bloqueado Ø2,7 mm

Locking screw / Tornillo de bloqueo


TI001.1027.OXX - comprimento de 16,0 mm à 46,0 mm



Parafuso não Bloqueado Ø2,7 mm

Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo


TI002.1027.OXX - comprimento de 16,0 mm à 46,0 mm



Parafuso para Calcâneo Ø3,5 mm

Calcaneal screw / Tornillo de calcâneo

TI008.0035.OXX - comprimento de 40,0 mm à 110,0 mm



Arruela Lisa para Parafuso Ø3,5 mm

Flat washer / Arandela plana

TI999.0035.010 - Ø10,0 mm

Sistema de Placas para Calcâneo Instrumentais

Alicate - Plier/ Alicate

TI004.8000.008 - Alicate de Corte de Placa



Brocas - Drill bits / Brocas

TI004.8000.003 - Broca Ø2,0 x 140,0mm

TI004.8000.005 - Broca Ø2,4 x 160,0mm

TI004.8000.012 - Broca Ø3,5 x 140,0mm



Cabos - Handle / Cable

TI004.0027.003 - Cabo do Guia de Broca

TI005.0040.009 - Cabo Reto com Engate Rápido (Encaixe A0)

TI017.0001.016 - Cabo com Limitador de Torque Axial 1,6Nm



Chaves - Screwdriver / Destornillador

TI005.0040.006 - Chave TX10 100,0 mm



Escareadores - Reamer / Avellanador

TI004.8000.007 - Escareador para Parafuso 3,5mm



Fios Guias - Guide Wire / Hilo guía

TI005.0075.001 - Fio Guia Não Implantável Liso Ø1,6 x 180,0mm



Guias - Guides / Guías

TI004.8000.004 - Guia de Broca Roscado 2,0 x 45,0mm - M5

TI004.8000.006 - Guia de Broca Roscado 2,4 x 45,0mm - M5

TI004.8000.009 - Guia de Broca 3,5 x 45,0mm

TI004.8000.010 - Guia de Broca Parafuso Ø2,7mm

TI004.90X0.009 - Guia de Broca 30° - 2,5




Medidor - Depth Gauge/ Medidor de Profundidad

TI004.8000.001 - Medidor de Profundidade 110,0mm



Modelador - Plate Bender / Modelador

TI004.0027.002 - Modelador de Placas



Pino - Pin / Pin

TI004.8000.002 - Pino de Inserção 80,0mm



Pinças - Bending plier, Tweezer / Pinzas

TI004.0027.001 - Pinça Modeladora Plana

TI004.0027.005 - Pinça para Parafuso e Placa



Tubo - Pipe / Tubo

TI005.0075.016 - Tubo para Fio Guia 180,0mm

