



Sistema de Placas para Fusão do Punho

Wrist Fusion Plates System / Sistema de Placas de Fusión de Muñeca

Furos de fios guias para auxiliar posicionamento durante a cirurgia

Placas fabricadas conforme estrutura óssea para reduzir irritações teciduais

Placas Direita e Esquerda são desenvolvidas para fixar no segundo metacarpo para evitar irritação do tendão extensor

Fabricados em Liga de Titânio ASTM F136

Oblongos para compressão

Comprimentos diferentes para satisfazer as possíveis necessidades Paciente / Cirurgião


Placa Fusão para Punho Bloqueada Ângulo Variável
Small Bend 10 Furos Esquerda

Sistema de Placas para Fusão do Punho Implantes




Placa Fusão para Punho Bloqueada AV SB 10° 10F

Wrist fusion plate / Placa de fusión de muñeca
TI010.3205.X10 - P Direita / Esquerda
TI010.3210.X10 - M Direita / Esquerda



Placa Fusão para Punho Bloqueada AV RT

Wrist fusion plate / Placa de fusión de muñeca
TI010.5102.011 - 11 Furos
TI010.5112.012 - 12 Furos
TI010.5122.013 - 13 Furos



Placa Fusão para Punho Bloqueada AV SB 10° 10F

Wrist fusion plate / Placa de fusión de muñeca
TI010.3205.010 - P
TI010.3210.010 - M




Placa Fusão para Punho Bloqueada AV MB 10° 11F

Wrist fusion plate / Placa de fusión de muñeca
TI010.4205.010 - P
TI010.4210.010 - M




Parafuso Bloqueado Ø2,5 mm

Locking screw / Tornillo de bloqueo
TI001.0025.0XX - comprimento de 6,0 mm a 22,0 mm



Parafuso não Bloqueado Ø2,5 mm

Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
TI002.0025.0XX - comprimento de 6,0 mm a 22,0 mm



Parafuso Bloqueado Ø3,5 mm

Locking screw / Tornillo de bloqueo
TI001.0035.0XX - comprimento de 10,0 mm a 28,0 mm



Parafuso não Bloqueado Ø3,5 mm

Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
TI002.0035.0XX - comprimento de 10,0 mm a 28,0 mm



Parafuso Auto Compressivo Ø3,5 mm

Self-compressive screw / Tornillo auto compresivo
TI019.0035.0XX - comprimento de 10,0 mm a 28,0 mm

Sistema de Placas para Fusão do Punho Instrumentais

Afastadores - Retractor / Separador

T1170.0001.001 - Afastador Adson 2 x 2 Dentes
T1171.0002.001 - Afastador de Hohmann Pequeno



Brocas - Drill bits / Brocas

T1004.0035.004 - Broca Ø2,5 x 120,0mm
T1130.0020.090 - Broca Ø2,0 x 090mm



Cabos - Handle / Cable

T1004.0027.003 - Cabo do Guia de Broca
T1005.0040.009 - Cabo Reto com Engate Rápido (encaixe A0)
T1009.1525.001 - Cabo Pequeno com Engate Rápido



Chaves - Screwdriver / Destornillador

T1005.0025.006 - Chave TX6 x 100mm
T1005.0040.006 - Chave TX10 x 100mm



Fio - Wire / Hilo

T1120.0016.150 - Fio Guia Não Implantável Liso Ø1,6 x 150,0mm



Guias - Guides / Guías

T1004.0035.003 - Guia de Broca roscado 2,5 x 30,0mm - M5
T1004.90X0.009 - Guia de Broca 30° - 2,5
T1240.0020.025 - Guia de Broca Ø2,0 x 25mm
T1240.1025.030 - Guia de Broca para Compressão 2,5mm
T1242.0000.005 - Guia de Broca 30° - Ø1,5 / Ø2,0mm
T1242.0006.002 - Guia de Broca Interfragmentar Ø2,5mm
T1242.0007.006 - Guia de Broca Coaxial Ø2,0mm




Medidor - Depth Gauge / Medidor de Profundidad

T1005.0017.005 - Medidor de Profundidade 30mm



Modelador - Plate bender / Modelador

T1320.0001.002 - Modelador para Membros



Pinças - Tweezer / Pinzas

T1004.0027.005 - Pinça para Parafuso e Placa

