

Sistema de Placas para Membros Superiores

Bloqueado
Ângulo Variável - AV

Upper limbs plate system / Sistema de placa de extremidades superiores


Furos de fios guias para auxiliar posicionamento durante a cirurgia

Placas fabricadas conforme estrutura óssea para reduzir irritações teciduais

Oblongos para realizar compressão

Comprimentos diferentes para satisfazer as possíveis necessidades Paciente / Cirurgião

Fabricados em Liga de Titânio ASTM F136 e Titânio Puro ASTM F67



Placa de Úmero Proximal Bloqueada Ângulo Variável Direita

Sistema de Placas para Membros Superiores Região Clavícula



Placa Reta Bloqueada AV 3,5

Locking straight plate 3.5 / Placa recta bloqueada 3,5


T1019.0070.006 - 06 Furos

T1019.0090.008 - 08 Furos

T1019.0110.010 - 10 Furos

T1019.0130.012 - 12 Furos

T1019.0150.014 - 14 Furos



Placa de Clavícula Anterior Medial Bloqueada AV

Anterior medial clavicle plate / Placa de la clavícula medial anterior

T1019.4000.008 - 08 Furos

T1019.4000.010 - 10 Furos




Placa de Úmero Proximal Bloqueada AV

Proximal humerus plate / Placa proximal del húmero

T1019.1084.X03 - 03 Furos Direita / Esquerda

T1019.1114.X06 - 06 Furos Direita / Esquerda




Placa de Clavícula Superior Bloqueada AV Gancho Low Profile

Superior clavicle hook plate low profile / Placa de la clavícula gancho superior perfil bajo

T1019.5112.X04 - 12,0 mm 04 Furos Direita / Esquerda

T1019.5116.X04 - 16,0 mm 04 Furos Direita / Esquerda

T1019.5120.X04 - 20,0 mm 04 Furos Direita / Esquerda



Placa de Úmero Proximal Diafisária Bloqueada AV


Diaphyseal proximal humerus plate / Placa proximal del húmero diafisaria

T1019.2146.X09 - 09 Furos Direita / Esquerda

T1019.2166.X11 - 11 Furos Direita / Esquerda

T1019.2186.X13 - 13 Furos Direita / Esquerda

T1019.2206.X15 - 15 Furos Direita / Esquerda




Placa de Clavícula Superior Lateral Bloqueada AV Low Profile

Superior lateral clavicle plate low profile / Placa de la clavícula lateral superior perfil bajo

T1019.6100.X03 - 03 Furos Direita / Esquerda

T1019.6100.X05 - 05 Furos Direita / Esquerda

T1019.6100.X07 - 07 Furos Direita / Esquerda



Placa de Clavícula Anterior Distal Bloqueada AV

Anterior distal clavicle plate / Placa de la clavícula distal anterior

T1019.3000.008 - 08 Furos



Retrator para Placas de Clavícula Superior

Retractor for Superior Clavicle Plates / Retractor para placas de clavícula superior

T1019.9000.001



Placa de Clavícula Superior Medial Bloqueada AV Standard Low Profile

Superior medial clavicle plate standard low profile / Placa de la clavícula medial superior estándar perfil bajo

T1019.7100.X06 - 06 Furos Direita / Esquerda

T1019.7100.X08 - 08 Furos Direita / Esquerda

T1019.7100.X10 - 10 Furos Direita / Esquerda

Sistema de Placas para Membros Superiores

Região Cotovelo



Placa Retra Bloqueada AV Estreita 3,5

Narrow locking straight plate / Placa recta bloqueada estrecha


T1020.0072.006 - 06 Furos

T1020.0092.008 - 08 Furos

T1020.0112.010 - 10 Furos

T1020.0132.012 - 12 Furos

T1020.0152.014 - 14 Furos



Placa de Olecrano Bloqueada AV

Olecranon plate / Placa de olecrano

T1020.2070.X01 - 01 Furo Direita / Esquerda

T1020.2090.X03 - 03 Furos Direita / Esquerda

T1020.2110.X05 - 05 Furos Direita / Esquerda



Placa de Olecrano Proximal Bloqueada AV com Gancho

Proximal olecranon plate with hook / Placa proximal de olecrano con gancho

T1020.4262.X06 - 06 Furos Direita / Esquerda

T1020.4282.X08 - 08 Furos Direita / Esquerda

T1020.4202.X10 - 10 Furos Direita / Esquerda




Placa Bloqueada AV Radio Proximal Curvatura Standard

Proximal radius plate standard curvature / Curvatura estándar de la placa de radio proximal

T1020.4302.103 - 03 Furos

T1020.4302.105 - 05 Furos



Placa Úmero Distal Bloqueada AV Dorsolateral

Dorsolateral distal humerus plate / Placa distal del húmero Dorsolateral

T1020.5081.X03 - 03 Furos Direita / Esquerda

T1020.5101.X05 - 05 Furos Direita / Esquerda

T1020.5121.X07 - 07 Furos Direita / Esquerda



Placa Úmero Distal Bloqueada AV Dorsolateral com Suporte

Dorsolateral distal humerus plate with support / Placa distal del húmero Dorsolateral con apoyo

T1020.6091.X04 - 04 Furos Direita / Esquerda

T1020.6121.X07 - 07 Furos Direita / Esquerda

T1020.6141.X09 - 09 Furos Direita / Esquerda




Placa Úmero Distal Bloqueada AV Coluna Lateral

Distal lateral column humerus plate / Placa del húmero columna lateral distal

T1020.7072.X01 - 01 Furo Direita / Esquerda

T1020.7082.X02 - 02 Furos Direita / Esquerda

T1020.7112.X05 - 05 Furos Direita / Esquerda



Placa Úmero Distal Bloqueada AV Coluna Medial

Distal medial column humerus plate / Placa del húmero columna medial distal

T1020.8072.X01 - 01 Furo Direita / Esquerda

T1020.8082.X02 - 02 Furos Direita / Esquerda


T1020.8112.X05 - 05 Furos Direita / Esquerda

Sistema de Placas para Membros Superiores


Parafusos



Parafuso Bloqueado Ø2,5 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
TI001.0025.0XX - comprimento de 10,0 mm a 28,0 mm




Parafuso Não Bloqueado Ø2,5 mm
Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
TI002.0025.0XX - comprimento de 10,0 mm a 28,0 mm



Parafuso Bloqueado TX8 Ø2,7 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
TI001.0027.0XX - comprimento de 10,0 mm a 60,0 mm




Parafuso Não Bloqueado TX8 Ø2,7 mm
Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
TI002.0027.0XX - comprimento de 10,0 mm a 60,0 mm



Parafuso Bloqueado Ø3,5 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
TI001.0035.0XX - comprimento de 12,0 mm a 40,0 mm



Parafuso Não Bloqueado Ø3,5 mm
Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
TI002.0035.0XX - comprimento de 12,0 mm a 40,0 mm



Parafuso Esponjoso Bloqueado TX10 Ø3,5 mm
Cancellous locking screw / Tornillo de bloqueo esponjoso
TI001.2035.0XX - comprimento de 12,0 mm a 60,0 mm



Parafuso Esponjoso Não Bloqueado TX10 Ø3,5 mm
Cancellous non-locking screw / Tornillo sin bloqueo esponjoso
TI002.2035.0XX - comprimento de 12,0 mm a 60,0 mm



Parafuso Auto Compressivo Ø2,7 mm
Self-compressive screw / Tornillo auto compressivo
TI019.3027.0XX - comprimento de 12,0 mm a 36,0 mm



Parafuso Auto Compressivo Ø3,5 mm
Self-compressive screw / Tornillo auto compressivo
TI019.3035.0XX - comprimento de 12,0 mm a 36,0 mm

Consulte nossos tamanhos opcionais.

Sistema de Placas para Membros Superiores Instrumentais

Afastadores - Retractor / Separador

T1170.0001.002 - Afastador Adson 3 x 2 Dentes
T1171.0002.001 - Afastador de Hohmann Pequeno
T1171.0002.002 - Afastador de Hohmann Médio
T1171.0002.004 - Afastador de Periosteó 6,0 mm




Brocas - Drill bits / Brocas

T1004.0027.009 - Broca Ø2,0 mm x 120,0 mm
T1004.8000.003 - Broca Ø2,0 mm x 140,0 mm
T1004.8000.011 - Broca Ø2,7 mm x 140,0 mm
T1004.8000.012 - Broca Ø3,5 mm x 140,0 mm
T1004.90X0.007 - Broca Ø2,5 mm x 150,0 mm



Cabos - Handle / Cable

T1004.0027.003 - Cabo do Guia de Broca
T1005.0040.009 - Cabo Reto com Engate Rápido (Encaixe AO)
T1017.0001.008 - Cabo com Limitador de Torque Axial 0,8 Nm
T1017.0001.016 - Cabo com Limitador de Torque Axial 1,6 Nm




Chaves - Screwdriver / Destornillador

T1004.0027.007 - Chave TX8 para Parafuso Ø2,7mm
T1005.0025.006 - Chave TX6 x 100,0 mm
T1005.0040.006 - Chave TX10 x 100,0 mm




Escareadores - Countersink / Avellanador

T1150.1027.100 - Escareador para Parafuso Cortical Ø2,7 mm
T1150.1035.100 - Escareador para Parafuso Cortical Ø3,5 mm



Fio Guia - Guide Wire / Hilo guía

T1005.0025.001 - Fio Guia não Implantável Liso Ø0,8 mm x 150,0 mm
T1005.0040.001 - Fio Guia não Implantável Liso Ø1,2 mm x 150,0 mm
T1120.0016.150 - Fio Guia não Implantável Liso Ø1,6 mm x 150,0 mm



Gancho - Hook / Gancho


T1330.0001.160 - Gancho Afiado 160,0 mm



Sistema de Placas para Membros Superiores Instrumentais

Guias - Guides / Guías

TI004.0027.004 - Guia de Broca Roscado Ø2,0 mm x 30,0 mm - M4
TI004.0035.003 - Guia de Broca Roscado Ø2,5 mm x 30,0 mm - M5
TI004.90X0.009 - Guia de Broca 30° - 2,5
TI240.1020.030 - Guia de Broca para Compressão Ø2,0 mm
TI240.1025.030 - Guia de Broca para Compressão Ø2,5 mm
TI240.2020.030 - Guia de Broca para Neutralização Ø2,0 mm
TI240.2025.030 - Guia de Broca para Neutralização Ø2,5 mm
TI244.2020.030 - Guia de Broca Roscado Ø2,0 mm x 30,0 mm - M5
TI246.0027.040 - Guia de Broca Estriado Ø2,7 mm
TI246.0035.040 - Guia de Broca Estriado Ø3,5 mm



Macho - Tap / Macho

TI270.0027.100 - Macho Cortical Ø2,7 mm x 100,0 mm
TI270.0035.100 - Macho Cortical Ø3,5 mm x 100,0 mm




Medidor - Depth Measurer / Medidor de Profundidad

TI004.0035.001 - Medidor de Profundidade 60,0 mm



Modelador - Plate Bender / Modelador

TI320.0001.002 - Modelador para Membros



Pinças - Forceps, Tweezer/ Pinzas

TI004.0027.005 - Pinça para Parafuso e Placa
TI160.0001.007 - Pinça Modeladora
TI160.0001.008 - Pinça de Redução Pontiaguda Ø6,0 mm Pequena
TI160.0002.004 - Pinça de Redução Mandíbula Serrilhada
TI160.0002.006 - Pinça Espanhola 160,0 mm



Pino - Pin / Pin

TI310.2120.120 - Pino de Inserção 120,0 mm - M5



Retrator - Retractor / Retractor

TI265.0001.003 - Retrator de Clavícula

