

# Sistema de Placas 2,7



2.7 Plates System / Placas Sistema 2,7

*Furos de fios guias para auxiliar posicionamento durante a cirurgia*

*Oblongos para compressão*

*Comprimentos diferentes para satisfazer as possíveis necessidades Paciente / Cirurgião*

*Fabricados em Liga de Titânio  
ASTM F136*

*Placa Bloqueada Ângulo Variável Média para Fixação/Fusão do 1º Metatarso/falange*



# Sistema de Placas 2,7 Implantes



Placa Bloqueada AV para Fixação/Fusão do  
1° Metatarso/Falange

*MTP fusion plate / Placa de fusión MTF*

TI003.1000.001 - Pequena  
TI003.1000.002 - Média

TI003.1000.003 - Grande



Placa Bloqueada AV de Reconstrução 06 Furos

*Reconstruction plate / Placa de reconstrucción*

TI003.2000.035 - 06 Furos 35,0 mm    TI003.2000.040 - 06 Furos 40,0 mm



Placa Bloqueada AV tipo Cunha Sistema 2,7

*Wedge type plate / Placa tipo cuña*

TI003.3000.00X - espaçador de 0 mm a 8,0 mm



Placa Bloqueada AV Universal Sistema 2,7 para Pé

*Universal plate / Placa universal*


TI003.4000.0XX - comprimento de 10,0 mm a 30,0 mm



Parafuso Bloqueado TX8 Ø2,7 mm

*Locking screw / Tornillo de bloqueo*

TI001.0027.0XX - comprimento de 8,0 mm a 30,0 mm  
Fabricados em Liga de Titânio ASTM F136



Parafuso não Bloqueado TX8 Ø2,7 mm

*Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo*

TI002.0027.0XX - comprimento de 8,0 mm a 30,0 mm  
Fabricados em Liga de Titânio ASTM F136

# Sistema de Placas 2,7 Instrumentais

## Brocas - Drill bits / Brocas

T1004.0027.008 - Broca Ø2,0 mm x 120,0 mm engate Stryker  
T1004.0027.009 - Broca Ø2,0 mm x 120,0 mm



## Cabos - Handle / Cable

T1004.0027.003 - Cabo do Guia de Broca  
T1005.0040.009 - Cabo Reto com Engate Rápido (Encaixe AO)  
T1017.0001.016 - Cabo com Limitador de Torque Axial 1,6Nm



## Chaves - Screwdriver / Destornillador

T1004.0027.007 - Chave TX8 para Parafuso Ø2,7 mm



## Fios Guias - Guide Wire / Hilo guía

T1004.0027.010 - Fio Guia Ø1,1 mm x 140,0 mm



## Guias - Guides / Guías

T1004.0027.004 - Guia de Broca Roscado 2,0 x 30mm - M4  
T1004.90X0.009 - Guia de Broca 30° - 2,5




## Medidor - Depth Gauge / Medidor de Profundidad

T1004.0027.006 - Medidor de Profundidade



## Modelador - Plate bender / Modelador

T1004.0027.002 - Modelador de Placas



## Pinças - Bending plier, Tweezers / Pinzas

T1004.0027.001 - Pinça Modeladora Plana  
T1004.0027.005 - Pinça para Parafuso e Placa

