

Sistema de Placas para Punho


Bloqueado
Ângulo Variável - AV

Wrist plate system / Sistema de placa para Muñeca

Furos de fios guias para auxiliar posicionamento durante a cirurgia

Placas fabricadas conforme estrutura óssea para reduzir irritações teciduais

Fixação de fragmentos utilizando o sistema de camisa e parafuso Frag



Oblongos para realizar compressão

Comprimentos diferentes para satisfazer as possíveis necessidades Paciente / Cirurgião

Fabricados em Titânio Puro ASTM F67

Placa Volar Bloqueada Ângulo Variável Radio Distal Esquerda

Registro ANVISA nº: 81118460023

Sistema de Placas para Punho

Sistema de Placas para Punho Implantes




Placa Volar Bloqueada AV Ulna Distal

Distal ulna volar plate / Placa volar ulna distal
T1010.0101.X39 - 03 Furos Direita / Esquerda
T1010.0102.X58 - 05 Furos Direita / Esquerda




Placa Dorsal Bloqueada AV Radio Distal Lateral

Distal lateral radius dorsal plate / Placa dorsal radio distal lateral
T1010.2006.049 - 49,0 mm



Placa Dorsal Bloqueada AV Radio Distal

Distal radius dorsal plate / Placa dorsal radio distal
T1010.2030.X49 - 49,0 mm Direita / Esquerda
T1010.2027.X59 - 59,0 mm Direita / Esquerda
T1010.2036.X69 - 69,0 mm Direita / Esquerda



Placa Volar Bloqueada AV Radio Distal

Distal radius volar plate / Placa volar radio distal
T1010.0122.X49 - 03 Furos Estreita Direita / Esquerda
T1010.0126.X49 - 03 Furos Média Direita / Esquerda
T1010.0129.X49 - 03 Furos Larga Direita / Esquerda
T1010.0222.X57 - 04 Furos Estreita Direita / Esquerda
T1010.0226.X57 - 04 Furos Média Direita / Esquerda
T1010.0229.X57 - 04 Furos Larga Direita / Esquerda
T1010.0322.X65 - 05 Furos Estreita Direita / Esquerda
T1010.0326.X65 - 05 Furos Média Direita / Esquerda
T1010.0329.X65 - 05 Furos Larga Direita / Esquerda


Sistema de Placas para Punho Parafusos



Parafuso Bloqueado Ø1,5 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
T1001.0015.0XX - comprimento de 8,0 mm a 30,0 mm



Parafuso Bloqueado Ø2,5 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
T1001.0025.0XX - comprimento de 8,0 mm a 30,0 mm




Parafuso Bloqueado Ø3,5 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
T1001.0035.0XX - comprimento de 10,0 mm a 22,0 mm



Camisa Frag Bloqueada
Locking sleeve frag / Casquillo de bloqueo frag
T1001.9825.010



Parafuso Bloqueado Ø2,7 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
T1001.1027.0XX - comprimento de 12,0 mm a 22,0 mm




Parafuso Não Bloqueado Ø2,5 mm
Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
T1002.0025.0XX - comprimento de 8,0 mm a 22,0 mm



Parafuso Não Bloqueado Ø3,5 mm
Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
T1002.0035.0XX - comprimento de 10,0 mm a 22,0 mm



Parafuso Não Bloqueado Frag Ø2,0 mm
Non-locking fragment screw / Tornillo sin bloqueo frag
T1002.9720.0XX - comprimento de 10,0 mm a 25,0 mm



Pino Liso Bloqueado Ø2,0 mm
Smooth locking pin / Pin liso de bloqueo
T1001.9920.0XX - comprimento de 8,0 mm a 28,0 mm

Consulte nossos tamanhos opcionais.

Sistema de Placas para Punho Instrumentais

Afastadores - Retractor / Separador

- T1170.0001.001 - Afastador Adson 2 x 2 Dentes
- T1170.0001.002 - Afastador Adson 3 x 2 Dentes
- T1171.0002.001 - Afastador de Hohmann Pequeno
- T1171.0002.002 - Afastador de Hohmann Médio




Brocas - Drill bits / Brocas

- T1004.0027.009 - Broca Ø2,0 mm x 120,0 mm
- T1004.0035.004 - Broca Ø2,5 mm x 120,0 mm
- T1005.0030.003 - Broca Canulada Ø2,0 mm x 40 x 95,0 mm
- T1012.0025.001 - Broca Canulada Ø2,5 mm x 40 x 70,0 mm



Cabos - Handle / Cable

- T1004.0027.003 - Cabo do Guia de Broca
- T1005.0040.009 - Cabo Reto com Engate Rápido (Encaixe AO)
- T1017.0001.008 - Cabo com Limitador de Torque Axial 0,8 Nm
- T1017.0001.016 - Cabo com Limitador de Torque Axial 1,6 Nm



Chaves - Screwdriver / Destornillador

- T1005.0025.005 - Chave TX6 Canulada 100,0 mm
- T1005.0040.006 - Chave TX10 x 100,0 mm
- T1009.1525.012 - Chave TX6 x 70,0 mm




Fio Guia - Guide Wire / Hilo guía

- T1005.0025.001 - Fio Guia Não Implantável Liso Ø0,8 mm x 150,0 mm
- T1005.0040.001 - Fio Guia Não Implantável Liso Ø1,2 mm x 150,0 mm



Guias - Guides / Guías

- T1004.90X0.009 - Guia de Broca 30° - Ø2,5 mm
- T1009.1525.005 - Guia de Broca Graduado Ø1,1 mm
- T1009.1525.006 - Guia de Broca Graduado Ø2,0 mm
- T1012.0035.004 - Guia Roscado para Fio Ø0,8 mm
- T1012.0027.003 - Guia de Broca Ø2,7 para o Oblongo
- T1012.0035.002 - Guia de Broca Ø3,5 para o Oblongo
- T1246.0020.040 - Guia de Broca Estriado Ø2,0 mm



Medidor - Depth Gauge / Medidor de Profundidad

- T1005.0017.005 - Medidor de Profundidade 30,0 mm



Modelador - Plate Bender / Modelador

- T1004.0027.002 - Modelador de Placas



Pinças - Bending plier, Tweezer / Pinzas

- T1004.0027.001 - Pinça Modeladora Plana
- T1004.0027.005 - Pinça para Parafuso e Placa

