


Sistema de Placas para Membros Inferiores



Lower limbs plate system / Sistema de placa de extremidades inferiores

Placas fabricadas conforme estrutura óssea para reduzir irritações teciduais

Oblongos para realizar compressão




Placa de Tibia Bloqueada Ângulo Variável Distal Anterolateral Esquerda

Furos de fios guias para auxiliar posicionamento durante a cirurgia


Fabricados em Titânio Puro ASTM F67

Comprimentos diferentes para satisfazer as possíveis necessidades Paciente / Cirurgião



Placa de Tibia Bloqueada Ângulo Variável Distal Anteromedial Direita

Sistema de Placas para Membros Inferiores Implantes



Placa de Tíbia Bloqueada AV Distal Medial

Medial distal tibial plate / Placa de tíbia distal medial


T1022.1102.X05 - 05 Furos Direita / Esquerda
T1022.1122.X07 - 07 Furos Direita / Esquerda
T1022.1142.X09 - 09 Furos Direita / Esquerda
T1022.1162.X11 - 11 Furos Direita / Esquerda
T1022.1202.X15 - 15 Furos Direita / Esquerda



Placa "T" Tíbia Bloqueada AV Distal Posterolateral

Posterolateral distal tibial "T" plate / Placa "T" de tíbia distal posterolateral


T1022.5060.104 - 04 Furos
T1022.5090.107 - 07 Furos
T1022.5070.105 - 05 Furos
T1022.5110.109 - 09 Furos



Placa de Tíbia Bloqueada AV Distal Anteromedial

Anteromedial distal tibial plate / Placa de tíbia distal anteromedial

T1022.2102.X05 - 05 Furos Direita / Esquerda
T1022.2122.X07 - 07 Furos Direita / Esquerda
T1022.2142.X09 - 09 Furos Direita / Esquerda
T1022.2162.X11 - 11 Furos Direita / Esquerda
T1022.2202.X15 - 15 Furos Direita / Esquerda



Placa de Fíbula Bloqueada AV Lateral Distal

Lateral distal fibula plate / Placa del peroné distal lateral

T1022.6080.X03 - 03 Furos Direita / Esquerda
T1022.6100.X05 - 05 Furos Direita / Esquerda
T1022.6120.X07 - 07 Furos Direita / Esquerda
T1022.6140.X09 - 09 Furos Direita / Esquerda



Placa de Tíbia Bloqueada AV Distal Anterolateral

Anterolateral distal tibial plate / Placa de tíbia distal anterolateral

T1022.3096.X07 - 07 Furos Direita / Esquerda
T1022.3116.X09 - 09 Furos Direita / Esquerda
T1022.3136.X11 - 11 Furos Direita / Esquerda
T1022.3156.X13 - 13 Furos Direita / Esquerda



Placa Universal Bloqueada AV com Gancho

Universal Plate with Hook / Placa universal con gancho


T1022.7047.005 - 05 Furos
T1022.7067.007 - 07 Furos
T1022.7057.006 - 06 Furos



Placa "L" Tíbia Bloqueada AV Distal Posterolateral

Posterolateral distal tibial "L" plate / Placa "L" de tíbia distal posterolateral

T1022.4060.X04 - 04 Furos Direita / Esquerda
T1022.4070.X05 - 05 Furos Direita / Esquerda
T1022.4090.X07 - 07 Furos Direita / Esquerda
T1022.4110.X09 - 09 Furos Direita / Esquerda




Placa Retra Bloqueada AV 3,5

Locking straight plate 3.5 / Placa recta bloqueada 3.5

T1019.0070.006 - 06 Furos
T1019.0090.008 - 08 Furos
T1019.0110.010 - 10 Furos
T1019.0130.012 - 12 Furos
T1019.0150.014 - 14 Furos
T1019.0170.016 - 16 Furos

Sistema de Placas para Membros Inferiores

Parafusos



Parafuso Bloqueado Ø2,7 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
T1001.0027.0XX - comprimento de 10,0 mm a 60,0 mm



Parafuso Não Bloqueado Ø2,7 mm
Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
T1002.0027.0XX - comprimento de 10,0 mm a 60,0 mm



Parafuso Bloqueado Ø3,5 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
T1001.0035.0XX - comprimento de 12,0 mm a 60,0 mm



Parafuso Não Bloqueado Ø3,5 mm
Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
T1002.0035.0XX - comprimento de 12,0 mm a 60,0 mm



Parafuso Auto Compressivo Ø2,7 mm
Self-compressive screw / Tornillo auto compressivo
T1019.3027.0XX - comprimento de 12,0 mm a 60,0 mm



Parafuso Auto Compressivo Ø3,5 mm
Self-compressive screw / Tornillo auto compressivo
T1019.3035.0XX - comprimento de 12,0 mm a 60,0 mm

Sistema de Placas para Membros Inferiores Instrumentais

Afastadores - Retractor / Separador

TI170.0001.002 - Afastador Adson 3 x 2 Dentes
TI171.0002.001 - Afastador de Hohmann Pequeno
TI171.0002.002 - Afastador de Hohmann Médio
TI171.0002.004 - Afastador de Periosteio 6,0 mm



Chaves - Screwdriver / Destornillador

TI004.0027.007 - Chave TX8 para Parafuso Ø2,7mm
TI005.0040.006 - Chave TX10 x 100,0 mm



Brocas - Drill bits / Brocas

TI004.0027.009 - Broca Ø2,0 mm x 120,0 mm
TI004.8000.003 - Broca Ø2,0 mm x 140,0 mm
TI004.8000.011 - Broca Ø2,7 mm x 140,0 mm
TI004.8000.012 - Broca Ø3,5 mm x 140,0 mm
TI004.90X0.007 - Broca Ø2,5 mm x 150,0 mm



Escareadores - Countersink / Avellanador

TI150.1027.100 - Escareador para Parafuso Cortical Ø2,7 mm
TI150.1035.100 - Escareador para Parafuso Cortical Ø3,5 mm




Fio Guia - Guide Wire / Hilo guía

TI120.0016.150 - Fio Guia não Implantável Liso Ø1,6 mm x 150,0 mm



Cabos - Handle / Cable

TI004.0027.003 - Cabo do Guia de Broca
TI005.0040.009 - Cabo Reto com Engate Rápido (Encaixe AO)
TI017.0001.016 - Cabo com Limitador de Torque Axial 1,6 Nm



Gancho - Hook / Gancho


TI330.0001.160 - Gancho Afiado 160,0 mm



Sistema de Placas para Membros Inferiores Instrumentais

Guias - Guides / Guías

- T1004.0027.004 - Guia de Broca Roscado Ø2,0 mm x 30,0 mm - M4
- T1004.0035.003 - Guia de Broca Roscado Ø2,5 mm x 30,0 mm - M5
- T1004.90X0.009 - Guia de Broca 30° -2,5
- T1240.1020.030 - Guia de Broca para Compressão Ø2,0 mm
- T1240.1025.030 - Guia de Broca para Compressão Ø2,5 mm
- T1240.2020.030 - Guia de Broca para Neutralização Ø2,0 mm
- T1240.2025.030 - Guia de Broca para Neutralização Ø2,5 mm
- T1246.0027.040 - Guia de Broca Estriado Ø2,7 mm
- T1246.0035.040 - Guia de Broca Estriado Ø3,5 mm



Macho - Tap / Macho

- T1270.0027.100 - Macho Cortical Ø2,7 mm x 100,0 mm
- T1270.0035.100 - Macho Cortical Ø3,5 mm x 100,0 mm



Medidor - Depth Gauge / Medidor de Profundidad

- T1004.0035.001 - Medidor de Profundidade 60,0 mm




Modelador - Plate Bender/ Modelador

- T1320.0001.002 - Modelador para Membros



Pinças - Forceps, Tweezer / Pinzas

- T1004.0027.005 - Pinça para Parafuso e Placa
- T1160.0001.007 - Pinça Modeladora
- T1160.0001.008 - Pinça de Redução Pontiaguda Ø6,0 mm Pequena
- T1160.0002.004 - Pinça de Redução Mandíbula Serrilhada
- T1160.0002.006 - Pinça Espanhola 160,0 mm



Pino - Pin / Pin

- T1310.2120.120 - Pino de Inserção 120,0 mm - M5

