

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Osseo



Nome Técnico: Brocas Cirurgicas

Nome Comercial: Fresas para Debridamento Osseo

Registro ANVISA: 81118469017

Fabricante:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 – 9500

**PRODUTO ESTÉRIL
A EMPRESA RECOMENDA USO ÚNICO**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Brocas Cirurgicas

Nome Comercial: Fresas para Debridamento Osseo

Composto por: Instrumentais

Registro ANVISA: 81118469017

Modelos comerciais: Ver Tabela 1

Metodo de Esterilização: ETO

Validade: 3 anos apartir da data de Esterilização

DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO

Os instrumentais pertencentes a esse registro são utilizados para auxiliar a cirurgia durante os procedimentos cirurgicos.

Tabela 1 – Modelos Comerciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TI134.8435.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 250
TI134.8435.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 255
TI134.8435.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 260
TI134.8435.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 265
TI134.8435.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 270
TI134.8435.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 275
TI134.8435.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 280
TI134.8435.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 285
TI134.8435.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 290
TI134.8435.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 295
TI134.8435.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 300
TI134.8435.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 305
TI134.8435.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 310
TI134.8435.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 315
TI134.8435.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 320
TI134.8435.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 325
TI134.8435.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 330
TI134.8435.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 335
TI134.8435.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 340
TI134.8435.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 345
TI134.8435.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 350
TI134.8435.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 355
TI134.8435.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 360

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Osseo

TI134.8440.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 250
TI134.8440.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 255
TI134.8440.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 260
TI134.8440.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 265
TI134.8440.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 270
TI134.8440.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 275
TI134.8440.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 280
TI134.8440.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 285
TI134.8440.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 290
TI134.8440.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 295
TI134.8440.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 300
TI134.8440.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 305
TI134.8440.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 310
TI134.8440.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 315
TI134.8440.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 320
TI134.8440.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 325
TI134.8440.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 330
TI134.8440.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 335
TI134.8440.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 340
TI134.8440.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 345
TI134.8440.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 350
TI134.8440.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 355
TI134.8440.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 360
TI134.8445.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 250
TI134.8445.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 255
TI134.8445.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 260
TI134.8445.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 265
TI134.8445.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 270
TI134.8445.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 275
TI134.8445.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 280
TI134.8445.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 285
TI134.8445.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 290
TI134.8445.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 295
TI134.8445.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 300
TI134.8445.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 305
TI134.8445.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 310
TI134.8445.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 315
TI134.8445.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 320
TI134.8445.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 325
TI134.8445.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 330
TI134.8445.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 335
TI134.8445.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 340
TI134.8445.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 345
TI134.8445.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 350
TI134.8445.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 355

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Osseo

TI134.8445.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 360
TI134.8450.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 250
TI134.8450.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 255
TI134.8450.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 260
TI134.8450.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 265
TI134.8450.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 270
TI134.8450.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 275
TI134.8450.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 280
TI134.8450.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 285
TI134.8450.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 290
TI134.8450.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 295
TI134.8450.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 300
TI134.8450.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 305
TI134.8450.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 310
TI134.8450.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 315
TI134.8450.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 320
TI134.8450.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 325
TI134.8450.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 330
TI134.8450.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 335
TI134.8450.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 340
TI134.8450.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 345
TI134.8450.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 350
TI134.8450.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 355
TI134.8450.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 360
TI134.8455.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 250
TI134.8455.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 255
TI134.8455.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 260
TI134.8455.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 265
TI134.8455.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 270
TI134.8455.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 275
TI134.8455.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 280
TI134.8455.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 285
TI134.8455.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 290
TI134.8455.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 295
TI134.8455.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 300
TI134.8455.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 305
TI134.8455.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 310
TI134.8455.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 315
TI134.8455.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 320
TI134.8455.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 325
TI134.8455.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 330
TI134.8455.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 335
TI134.8455.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 340
TI134.8455.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 345
TI134.8455.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 350

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Osseo

TI134.8455.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 355
TI134.8455.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 360
TI134.8460.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 250
TI134.8460.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 255
TI134.8460.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 260
TI134.8460.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 265
TI134.8460.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 270
TI134.8460.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 275
TI134.8460.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 280
TI134.8460.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 285
TI134.8460.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 290
TI134.8460.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 295
TI134.8460.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 300
TI134.8460.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 305
TI134.8460.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 310
TI134.8460.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 315
TI134.8460.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 320
TI134.8460.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 325
TI134.8460.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 330
TI134.8460.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 335
TI134.8460.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 340
TI134.8460.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 345
TI134.8460.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 350
TI134.8460.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 355
TI134.8460.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 360

COMPOSIÇÃO

O materiais selecionados para composição se encontram listados abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIA-PRIMA
TI134.8435.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 250	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 255	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 260	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 265	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 270	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 275	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 280	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 285	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 290	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 295	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 300	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 305	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 310	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 315	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899

Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo

TI134.8435.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 320	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 325	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 330	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 335	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 340	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 345	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 350	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 355	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8435.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 360	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 250	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 255	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 260	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 265	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 270	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 275	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 280	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 285	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 290	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 295	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 300	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 305	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 310	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 315	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 320	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 325	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 330	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 335	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 340	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 345	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 350	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 355	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8440.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 360	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 250	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 255	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 260	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 265	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 270	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 275	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 280	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 285	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 290	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 295	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 300	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 305	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 310	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899

Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo

TI134.8445.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 315	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 320	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 325	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 330	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 335	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 340	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 345	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 350	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 355	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8445.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 360	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 250	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 255	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 260	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 265	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 270	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 275	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 280	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 285	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 290	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 295	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 300	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 305	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 310	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 315	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 320	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 325	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 330	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 335	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 340	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 345	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 350	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 355	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8450.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 360	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 250	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 255	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 260	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 265	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 270	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 275	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 280	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 285	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 290	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 295	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 300	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 305	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899

Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo

TI134.8455.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 310	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 315	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 320	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 325	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 330	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 335	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 340	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 345	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 350	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 355	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8455.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 360	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 250	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 255	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 260	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 265	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 270	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 275	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 280	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 285	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 290	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 295	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 300	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 305	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 310	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 315	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 320	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 325	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 330	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 335	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 340	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 345	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 350	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 355	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899
TI134.8460.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 360	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899

INDICAÇÃO E FINALIDADE

O **Fresas para Debridamento Osseo** é indicado para auxiliar o cirurgião nos procedimentos cirurgicos, conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	FUNÇÃO
TI134.8435.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 250	Ø3,5 x 250 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 255	Ø3,5 x 255 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 260	Ø3,5 x 260 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 265	Ø3,5 x 265 mm	RESSECÇÃO OSSEA

Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo

TI134.8435.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 270	Ø3,5 x 270 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 275	Ø3,5 x 275 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 280	Ø3,5 x 280 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 285	Ø3,5 x 285 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 290	Ø3,5 x 290 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 295	Ø3,5 x 295 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 300	Ø3,5 x 300 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 305	Ø3,5 x 305 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 310	Ø3,5 x 310 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 315	Ø3,5 x 315 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 320	Ø3,5 x 320 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 325	Ø3,5 x 325 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 330	Ø3,5 x 330 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 335	Ø3,5 x 335 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 340	Ø3,5 x 340 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 345	Ø3,5 x 345 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 350	Ø3,5 x 350 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 355	Ø3,5 x 355 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8435.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 360	Ø3,5 x 360 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 250	Ø4,0 x 250 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 255	Ø4,0 x 255 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 260	Ø4,0 x 260 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 265	Ø4,0 x 265 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 270	Ø4,0 x 270 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 275	Ø4,0 x 275 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 280	Ø4,0 x 280 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 285	Ø4,0 x 285 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 290	Ø4,0 x 290 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 295	Ø4,0 x 295 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 300	Ø4,0 x 300 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 305	Ø4,0 x 305 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 310	Ø4,0 x 310 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 315	Ø4,0 x 315 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 320	Ø4,0 x 320 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 325	Ø4,0 x 325 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 330	Ø4,0 x 330 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 335	Ø4,0 x 335 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 340	Ø4,0 x 340 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 345	Ø4,0 x 345 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 350	Ø4,0 x 350 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 355	Ø4,0 x 355 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8440.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 360	Ø4,0 x 360 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 250	Ø4,5 x 250 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 255	Ø4,5 x 255 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 260	Ø4,5 x 260 mm	RESSECÇÃO OSSEA

Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo

TI134.8445.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 265	Ø4,5 x 265 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 270	Ø4,5 x 270 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 275	Ø4,5 x 275 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 280	Ø4,5 x 280 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 285	Ø4,5 x 285 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 290	Ø4,5 x 290 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 295	Ø4,5 x 295 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 300	Ø4,5 x 300 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 305	Ø4,5 x 305 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 310	Ø4,5 x 310 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 315	Ø4,5 x 315 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 320	Ø4,5 x 320 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 325	Ø4,5 x 325 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 330	Ø4,5 x 330 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 335	Ø4,5 x 335 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 340	Ø4,5 x 340 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 345	Ø4,5 x 345 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 350	Ø4,5 x 350 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 355	Ø4,5 x 355 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8445.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 360	Ø4,5 x 360 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 250	Ø5,0 x 250 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 255	Ø5,0 x 255 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 260	Ø5,0 x 260 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 265	Ø5,0 x 265 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 270	Ø5,0 x 270 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 275	Ø5,0 x 275 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 280	Ø5,0 x 280 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 285	Ø5,0 x 285 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 290	Ø5,0 x 290 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 295	Ø5,0 x 295 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 300	Ø5,0 x 300 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 305	Ø5,0 x 305 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 310	Ø5,0 x 310 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 315	Ø5,0 x 315 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 320	Ø5,0 x 320 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 325	Ø5,0 x 325 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 330	Ø5,0 x 330 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 335	Ø5,0 x 335 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 340	Ø5,0 x 340 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 345	Ø5,0 x 345 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 350	Ø5,0 x 350 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 355	Ø5,0 x 355 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8450.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 360	Ø5,0 x 360 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 250	Ø5,5 x 250 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 255	Ø5,5 x 255 mm	RESSECÇÃO OSSEA

Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo

TI134.8455.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 260	Ø5,5 x 260 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 265	Ø5,5 x 265 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 270	Ø5,5 x 270 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 275	Ø5,5 x 275 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 280	Ø5,5 x 280 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 285	Ø5,5 x 285 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 290	Ø5,5 x 290 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 295	Ø5,5 x 295 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 300	Ø5,5 x 300 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 305	Ø5,5 x 305 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 310	Ø5,5 x 310 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 315	Ø5,5 x 315 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 320	Ø5,5 x 320 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 325	Ø5,5 x 325 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 330	Ø5,5 x 330 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 335	Ø5,5 x 335 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 340	Ø5,5 x 340 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 345	Ø5,5 x 345 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 350	Ø5,5 x 350 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 355	Ø5,5 x 355 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8455.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 360	Ø5,5 x 360 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 250	Ø6,0 x 250 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 255	Ø6,0 x 255 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 260	Ø6,0 x 260 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 265	Ø6,0 x 265 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 270	Ø6,0 x 270 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 275	Ø6,0 x 275 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 280	Ø6,0 x 280 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 285	Ø6,0 x 285 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 290	Ø6,0 x 290 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 295	Ø6,0 x 295 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 300	Ø6,0 x 300 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 305	Ø6,0 x 305 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 310	Ø6,0 x 310 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 315	Ø6,0 x 315 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 320	Ø6,0 x 320 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 325	Ø6,0 x 325 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 330	Ø6,0 x 330 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 335	Ø6,0 x 335 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 340	Ø6,0 x 340 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 345	Ø6,0 x 345 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 350	Ø6,0 x 350 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 355	Ø6,0 x 355 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8460.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 360	Ø6,0 x 360 mm	RESSECÇÃO OSSEA

CONTRAINDICAÇÃO

Não se Aplica.

ADVERTENCIAS E PRECAUÇÕES

Os instrumentais aqui descritos devem ser utilizados apenas com produtos Techimport.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é fornecido na condição Estéril, em Óxido de Etileno.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura Máx. de 25°C e umidade relativa de 75% e ao abrigo da luz solar direta.

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-665

PRAZO DE VALIDADE E REPROCESSAMENTO

Prazo de validade é de 3 anos a partir da data de esterilização, após aberto o mesmo deve ser descartado caso não seja utilizado imediatamente.

DESCARTE DO DISPOSITIVO

Os dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.













RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE: Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA:

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Osseo

<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP** através do e-mail qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500. Caso ocorra algum evento adverso ou queixa técnica, o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>

FORMA DE APRESENTAÇÃO

Fresas para Debridamento Osseo é fornecido na condição esteril, comercializado em blister primário e secundário, ambos fabricados em pet (Polietileno tereftalato) virgem conformado por termoformagem e selados por barreiras de papel Tyvek. Os blisters são colocados em caixa de papel kraft junto com os rótulos de rastreabilidade. As embalagens são identificadas com uma etiqueta RFID conforme indicação abaixo:

Fabricante: TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP R.OD WASHINGTON LUIZ KM 172 (RUA 06) – LOTE B-8 – JD ANHANQUERA – RIO CLARO – SP CNPJ: 15524734000147 – Fone: +55 (19)3622-9500 – SAC: +55 (19)3622-9500 F.T.: Eduardo Henrique Silva Wolf – CREA 6070056408 – Instrução de Uso pelo Site http://www.techimportimplantes.com.br			STERILE
Nome Técnico:			
Nome Comercial:			
Modelo Comercial:			
Registro ANVISA n. Material:	Qtde.: un.	Proibido Reprocessar / Uso Único	
Ref:	 		
Lote:	SN:		
Advertências, Precauções, Manipulação, entre outras informações consultar Instruções de Uso – Revisão – Consulte pelo Site			
PRODUTO ESTERIL - GAS OXIDO DE ETILENO			
        			

Legenda da Simbologia

	Esterilizado por Óxido de Etileno		Data de Fabricação
	Data de Validade		Consultar Instruções de Uso
	Frágil, manusear com cuidado		Manter ao abrigo do sol
	Manter Seco		Limite de Temperatura
	Não reesterilizar		Limite de Umidade
	Não Utilizar se a embalagem estiver danificada		Produto de Uso único

ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de instrução de uso, contendo todas as informações para acesso ao site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso, conforme Instrução Normativa da ANVISA DE N° 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde:



TECHIMPORT
TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO

Em atendimento a Instrução Normativa IN n°04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para obtenção das Instruções de Uso em formato eletrônico no site do fabricante do produto e a obtenção no formato impresso.

Para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário), favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio). Solicitar para:
qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone **(19)3522-9500**

Todas as Instruções de Uso disponibilizadas no site possuem a identificação da revisão e data do documento. Sendo que o usuário deve **atentar-se para a correta versão do documento** em relação à versão informada no rótulo do produto adquirido.

O documento contendo as Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico:
www.techimportimplantes.com.br

Revisão: 01
Emissão: 2022

EFEITOS ADVERSOS

Em casos de evento adverso ou queixa técnica o cirurgião responsável ou o profissional da saúde deverá fazer a comunicação através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos>

OUTRAS INFORMAÇÕES

Fabricado e distribuído por:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 – 9500